

The Flexible & Intuitive Pulse Oximeter

Oxy9Wave



직관적 & 사용자 친화적인 산소농도계 'Oxy9Wave'



3.5인치 컬러 TFT LCD display
(320X480)



측정 기능 : SpO2, 맥박수,
관류지수, 맥박수 파형



수직 및 수평 디스플레이 모드




충전식 리튬 이온 배터리
최대 15시간 사용 가능



대용량 메모리
최대 10초 간격으로 30일 저장 가능



간편한 IV pole 장착



- | | |
|-------------|-------------|
| 1 스피커 | 8 알람 정지 표시등 |
| 2 알람 LED | 9 충전 표시등 |
| 3 전원 버튼 | 10 전원연결 표시등 |
| 4 LCD화면 | 11 알람 정지 버튼 |
| 5 심박 LED | 12 밝기조절 버튼 |
| 6 메뉴 버튼 | 13 볼륨조절 버튼 |
| 7 센서 분리 표시등 | 14 화면회전 버튼 |

Oxy9Wave

- 3.5인치 컬러 TFT LCD 화면 (320X480)
- 측정 : SpO2, 맥박수, 관류지수, 맥박수 파형
- 간편한 IV Pole 장착
- 수직 및 수평 디스플레이 모드
- 충전식 리튬 이온 배터리, 최대 15시간 사용 가능
- 직관적인 사용자 환경
- 대용량 메모리 : 최대 30일 환자 기록 저장 가능

Patient Monitor Series

Real-time Monitoring with Streaming Workflow



Brio X30

어디서나 사용할 수 있는 표준 환자감시장치

- 8인치 컬러 TFT LCD 풀터치스크린(1,024X600)
- EMR 연결 : 직접 HL7 인터페이스
- 측정 : ECG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP, ETCO2
- 최대 168시간 동안 환자 데이터 저장
- 충전식 리튬 이온 배터리, 최대 3시간 사용 가능

BM1

컴팩트한 바이탈 사인 모니터


- 7인치 컬러 TFT LCD 풀 터치 스크린(800X480)
- 즉각적인 임상 결정을 돕는 Early Warning Score(EWS) 시스템
- 사용자 편의를 위한 다양한 화면 모드
- 측정 : SpO2, NIBP, TEMP, ETCO2
- IV Pole 장착
- 충전식 리튬 이온 배터리, 최대 4시간 사용 가능



SPECIFICATION

General

Display	3.5" color TFT LCD screen (320X480)
Dimension & weight	210(W) X 75(H) X 45(D)mm & approx. 0.3kg
Packing dim. & weight	385(W) X 230(H) X 60(D)mm & approx. 1.2kg



Operating temp.	• 5~40°C
Non-operating temp.	• 20~70°C
Humidity	• 5~95% for storage/ship, • 30~85% for operation
Memory	• SpO ₂ and Pulse rate (Up to 10sec. for 30days)
Parameter & status	• SpO ₂ , Pulse rate, Pulse rate wave • Perfusion index, Level bar • Time and date, Alarm volume • Battery status and brightness
LED display	• Sensor separation, Alarm silence • Charging status and power connection
Battery	• Rechargeable (Li-ion) battery (5,500mAh, 3.65V) — Charging time: 6.5hrs. — Operating time: Up to 15hrs.
Power consumption	• 24VA (max.)
Adaptor	• Input: 100~240V, 50~60Hz, 0.3A • Output: 5V, 2.0A

Accessory

Standard	• Reusable adult SpO ₂ probe (1ea) • AC adaptor & power cord (1set) • Lithium-ion battery (1ea) • Pole clamp (1ea) • User's manual (1ea)
----------	---

PERFORMANCE

SpO₂

Saturation range	• 40~100%
Saturation accuracy	• 70~100%, ±2% • 0~69%, unspecified
Trend	• Memory: 30days at 10sec. interval

Pulse rate

Pulse rate range	• 30~250bpm
Pulse rate accuracy	• ±2bpm
Trend	• Memory: 30 days at 10sec. interval

* 바이오넷은 위에 표시된 사양 및 기능을 사전 통지 또는 고지 의무 없이 수정할 수 있습니다.

Bionet reserves the right to modify the design, packaging, specifications, and features shown herein, without prior notice or obligation

* 바이오넷에서 제공하지 않는 약세사리 사용 시에는 정상적인 동작을 하지 않을 수 있습니다. 반드시 바이오넷에서 제공하는 약세사리를 사용하십시오.

Headquarters
Bionet Co., Ltd.

서울시 구로구 디지털로31길 61 5층

TEL. 02 6292 6410

E-Mail. domestic.sales@ebionet.com