

# SonoMe

## bionet

Wireless Handheld Ultrasound Scanner



**Go Wireless,  
Scan Easy.**

# All set with SonoMe!

## 국내최초 DUAL HEAD 모델 출시

컴팩트한 디자인의 무선 휴대용 초음파 SonoMe  
언제, 어디서나, 어떠한 케이스도 초음파 스캔을 할 수 있습니다.

### ■ ‘무선’의 자유로움

인터넷이 없는 환경에서도  
Wi-Fi 설정에서 쉽게  
무선 연결하여 다양한 환경과  
상황에서도 신속하고  
편리하게 초음파 스캔을  
할 수 있습니다.

### ■ 다양한 임상 적용

Dual Head, Linear,  
High-frequency Linear,  
Convex형 등 8개의 모델이 있어  
선택의 폭이 넓습니다.  
임상적 요구와 목적에 맞는  
트랜스듀서를 선택할 수 있습니다.



### ■ 고품질의 선명한 영상

최대 192 element  
빔 포머로 이미지 경계를  
선명하게 구분하여  
카트형 초음파 영상에  
뒤지지 않는 고품질 영상을  
보여줍니다.  
언제나 신뢰할 수 있는  
영상으로 의료진의 정확한  
진단 및 치료 방향  
결정을 돕습니다.

✓ 본 이미지는 실제 크기입니다.

\* 본 제품은 의료기기로서 의료진 또는 관련 종사자만 사용할 수 있습니다.

\* 승인된 시설 또는 차량에서만 설치 및 사용이 가능합니다.

\* 공기, 산소 또는 아산화 질소 함유 가연성 마취제 혼합물을 피하십시오.

\* 제품 관련 자세한 정보는 영업 담당자에게 문의하십시오.

# SonoMe는 다양한 임상적 환경에 최적의 솔루션을 제공합니다.

## ■ 최적의 초음파 솔루션 제공



- B, B/M, Color, PDI, PW 모드 제공
- 이미지 최적화, Annotation & Measurement 기능 구비
- 연결된 스마트 기기에 JPEG, MP4 파일 저장 가능

## ■ 추가 비용 부담 최소화



- SonoMe 앱 무료 다운로드 (iOS, Android)
- 앱 활성화, 사용자 등록 및 추가 등에 추가 비용 없음

## ■ 충분한 배터리 사용 시간



- 2.5 ~ 5 시간\*

\* 배터리 작동은 1:2 듀티 사이클로 측정되었습니다 (ON 5 분 / OFF 10 분)



# SonoMe Specifications

| Model                                                                              | Transducer           | Ele. / Freq. / Mode                                                                 | Application                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | H5C10L<br>Dual Head  | 192 elements<br>Linear 7.5 - 10 MHz<br>Convex 3.2 - 5 MHz<br>B, B/M, Color, PDI, PW | Abdomen, OB, GYN,<br>Peripheral vessel,<br>Superficial organ |
|    | H5C<br>Curved Array  | 192 elements<br>3.5 - 5 MHz<br>B, B/M, Color, PDI, PW                               | Abdomen, OB, GYN                                             |
|    | H10L<br>Linear Array | 192 elements<br>7.5 - 10 MHz<br>B, B/M, Color, PDI, PW                              | Peripheral vessel,<br>Superficial organ                      |
|    | 5C<br>Curved Array   | 128 elements<br>3.5 - 5 MHz<br>B, B/M, Color, PDI, PW                               | Abdomen, OB, GYN                                             |
|    | 10L<br>Linear Array  | 128 elements<br>7.5 - 10 MHz<br>B, B/M, Color, PDI, PW                              | Peripheral vessel,<br>Superficial organ                      |
|    | 14L<br>Linear Array  | 128 elements<br>10 - 14 MHz<br>B, B/M, Color, PDI, PW                               | Peripheral vessel,<br>Superficial organ                      |
|  | 5CB<br>Curved Array  | 128 elements<br>3.5 - 5 MHz<br>B, B/M                                               | Abdomen, OB, GYN                                             |
|  | 10LB<br>Linear Array | 128 elements<br>7.5 - 10 MHz<br>B, B/M                                              | Peripheral vessel,<br>Superficial organ                      |

## Go Wireless, Scan Easy.

### ■ ‘무선’의 자유로움

컴팩트하고 가벼운 디자인

### ■ 고품질의 선명한 이미지

카트형 초음파 이미지 품질 수준

### ■ 최적의 초음파 솔루션 제공

B, B/M, Color, PDI, PW 모드 제공

### ■ 다양한 사용 요구 및 목적 만족

8 개의 트랜스듀서 모델에서 선택

### ■ 충분한 배터리 사용 시간

2.5 ~ 5 시간



2023 Bionet Co., Ltd. All right reserved.

본 자료에 명시된 제품 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있으며, 국가 별로 상이할 수 있습니다.  
상세 정보는 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

E-Mail [domestic.sales@ebionet.com](mailto:domestic.sales@ebionet.com)

Website [www.sonome.com](http://www.sonome.com) [www.sonomeshop.com](http://www.sonomeshop.com) [www.ebionet.com](http://www.ebionet.com)



\* QR 코드를 스캔하여 상세 정보를 확인하세요.