

SonoMe

bionet

Wireless Handheld Ultrasound Scanner



**Go Wireless,
Scan Easy.**

All set with SonoMe!

국내최초 DUAL HEAD 모델 출시

컴팩트한 디자인의 무선 휴대용 초음파 SonoMe
언제, 어디서나, 어떠한 케이스도 초음파 스캔을 할 수 있습니다.

■ ‘무선’의 자유로움

인터넷이 없는 환경에서도
Wi-Fi 설정에서 쉽게
무선 연결하여 다양한 환경과
상황에서도 신속하고
편리하게 초음파 스캔을
할 수 있습니다.

■ 다양한 임상 적용

Dual Head, Linear,
High-frequency Linear,
Convex형 등 8개의 모델이 있어
선택의 폭이 넓습니다.
임상적 요구와 목적에 맞는
트랜스듀서를 선택할 수 있습니다.



■ 고품질의 선명한 영상

최대 192 element
빔 포머로 이미지 경계를
선명하게 구분하여
카트형 초음파 영상에
뒤지지 않는 고품질 영상을
보여줍니다.
언제나 신뢰할 수 있는
영상으로 의료진의 정확한
진단 및 치료 방향
결정을 돕습니다.

✓ 본 이미지는 실제 크기입니다.

* 본 제품은 의료기기로서 의료진 또는 관련 종사자만 사용할 수 있습니다.

* 승인된 시설 또는 차량에서만 설치 및 사용이 가능합니다.

* 공기, 산소 또는 아산화 질소 함유 가연성 마취제 혼합물을 피하십시오.

* 제품 관련 자세한 정보는 영업 담당자에게 문의하십시오.

트랜스듀서 후면의 ID가 'W'로 시작할 경우 SonoMe 앱에,
'S'로 시작하는 경우 SonoMe Pro 앱과 연동됩니다.

SonoMe는 다양한 임상적 환경에 최적의 솔루션을 제공합니다.

■ 최적의 초음파 솔루션 제공



- B, B/M, Color, PDI, PW 모드 제공
- 이미지 최적화, Annotation & Measurement 기능 구비
- 연결된 스마트 기기에 JPEG, MP4 파일 저장 가능

■ 추가 비용 부담 최소화



- SonoMe Pro 앱 무료 다운로드 (iOS, Android)
- 앱 활성화, 사용자 등록 및 추가 등에 추가 비용 없음

■ 충분한 배터리 사용 시간



- 2.5 ~ 5 시간*

* 배터리 작동은 1:2 듀티 사이클로 측정되었습니다 (ON 5분 / OFF 10분)



SonoMe Specifications

Model	Transducer	Ele. / Freq. / Mode	Application
	H5C10L Dual Head	192 elements Linear 7.5 - 10 MHz Convex 3.2 - 5 MHz B, B/M, Color, PDI, PW	Abdomen, OB, GYN, Peripheral vessel, Superficial organ
	H5C Curved Array	192 elements 3.2 - 5 MHz B, B/M, Color, PDI, PW	Abdomen, OB, GYN
	H10L Linear Array	192 elements 7.5 - 10 MHz B, B/M, Color, PDI, PW	Peripheral vessel, Superficial organ
	14L Linear Array	128 elements 10 - 14 MHz B, B/M, Color, PDI, PW	Peripheral vessel, Superficial organ
	5C Curved Array	128 elements 3.2 - 5 MHz B, B/M, Color, PDI, PW	Abdomen, OB, GYN
	10L Linear Array	128 elements 7.5 - 10 MHz B, B/M, Color, PDI, PW	Peripheral vessel, Superficial organ
	5CB Curved Array	128 elements 3.2 - 5 MHz B, B/M	Abdomen, OB, GYN
	10LB Linear Array	128 elements 7.5 - 10 MHz B, B/M	Peripheral vessel, Superficial organ

Go Wireless, Scan Easy.

- ‘무선’의 자유로움
콤팩트하고 가벼운 디자인
- 고품질의 선명한 이미지
카트형 초음파 이미지 품질 수준
- 최적의 초음파 솔루션 제공
B, B/M, Color, PDI, PW 모드 제공
- 다양한 사용 요구 및 목적 만족
8 개의 트랜스듀서 모델에서 선택
- 충분한 배터리 사용 시간
2.5 ~ 5 시간



2024 Bionet Co., Ltd. All right reserved.
본 자료에 명시된 제품 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있으며, 국가 별로 상이할 수 있습니다.
상세 정보는 영업 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

E-Mail domestic.sales@ebionet.com
Website www.sonome.com www.ebionet.com



* QR 코드를 스캔하여 상세 정보를 확인하세요.